

1 準備する。

ヘアキャップ

手袋

N95マスク

手指消毒用
アルコール

シューズカバー

ゴーグル

ワンピース型防護衣



2 防護衣を着る。



ワンピース型防護衣





3 シューズカバーをはく。



ほどこきやすいように、
蝶結び



4 ヘアキャップ、マスク、ゴーグルをつける。



ヘアキャップで
髪の毛をまとめる。



N95マスクの
シールチェック




ゴーグル



5 防護衣のフードをかぶる。

ヘアキャップ、耳をフードに入れる。





6 ファスナーをしめ、カバーテープを貼る。



ファスナーをしめ、カバーテープを貼る。



ダメな例



マスクが防護衣の中に入っている。

フードがゴーグルにかかっている。



ヘアキャップ
髪の毛が見えている。



7 手袋をつける。

防護衣の袖を、手袋の中に入れる。



8 チェックする。

髪の毛、ヘアキャップが見えていない。

防護衣の袖が手袋の中に入っている。

- ※ 隙間を極力作らない。
- ※ 作業に支障がない。



N95マスクが防護衣の中に入っていない。

カバーテープが貼られている。

シューズカバーの紐が蝶結びされている。